

Istruzioni Dya Swiss Brain Training

Indagine pazienti

Dica al paziente: “Le farò tre domande alle quali le chiedo di rispondere con Sì o No.

Test dell’orologio

Scarichi la scheda presente nella pagina (oppure cliccando qui) e la sottoponga al paziente. Dite al paziente: “Le chiedo cortesemente di disegnare un orologio con tutte le cifre e le lancette delle ore e dei minuti”. Non chiedete un orario preciso per lasciare il paziente di disegnare liberamente. Quando il paziente ha ultimato il disegno, chiedetegli di riportare nel riquadro sotto al cerchio l’orario che ha disegnato, nel formato *digitale* (HH:MM) ossia a come potrebbe apparire, ad esempio, in un tabellone della stazione ferroviaria.

NB: Per essere corretto il disegno dell’orologio deve soddisfare i seguenti criteri:

- Tutte le 12 cifre risultano all’incirca alla stessa distanza fra loro;
- Le cifre “3”, “6”, “9” e “12” devono risultare correttamente posizionate;
- Le due lancette delle ore e dei minuti si devono poter distinguere (criterio indipendente);
- L’orario indicato nel formato dell’ora *analogico* corrisponde a quello nel formato *digitale*. Si consiglia di coprire il riquadro con l’ora *digitale* per far leggere l’ora disegnata nel formato *analogico* senza condizionamento.

Ad esempio, possono essere considerate corrette le trascrizioni così riportate:

12.00	12 00	12:00	12 ⁰⁰	1200 h/ore
1200	12 ore	12h	12h00	12 ore 00

Indagine familiari

Chiedete alla persona che accompagna il paziente di compilare la scheda. Sommate i punti registrati nell’indagine e determinare il totale. I punteggi superiori a 23 equivalgono allo status di “Watchful Waiting”. Diversamente, sono necessari altri accertamenti.